




GUAN-TÚ



SEGURO



FÁCIL




CÓMODO

CARACTERÍSTICAS

## ABRIGA TUS MANOS SIN ENREDAR TUS DEDOS

En tres simples pasos:

1. Sujeta la apertura del guante en los cuatro ganchos que sobresalen de la plataforma.
2. Coloca tu mano dentro del guante ya sujeto.
3. Con ayuda de la otra mano desengancha el guante. Repite el proceso para la otra mano. ¡Y listo!



### ANÁLISIS DE MERCADO



**90 000**  
Afectados con  
artritis  
reumatoide



**4 de cada 5**  
Personas mayores  
requieren de ayuda para  
vestirse en los hogares  
entrevistados



### Ventajas

1. Cómodo
2. No requiere esfuerzo físico.

### Desventajas

1. Sólo para calcetines
2. Insertar el calcetín puede resultar difícil para alguien con poca motricidad fina.

Actualmente no existen dispositivos que ayuden al adulto mayor a ponerse los guantes

Tecnologías  
Incorporadas

### Velcro Ajustador

Para personalizar la apertura de los ganchos de acuerdo con el tamaño de mano y guante.



### Grandes puntas redondeadas

Para facilitar el enganche y desenganche del guante.

### Firmes topes

Para que el velcro ajustador se quede en su sitio.



### Base con Goma Antideslizante

Para facilitar el uso del dispositivo evitando su desplazamiento